


## 新製品 YK161 Total GLP-1-HS ELISA Kit

この度、YK160 GLP-1 EIA キットの感度を更に向上させた YK161 Total GLP-1-HS ELISA キットの販売を始めました。必ずや皆様のお役に立てるものと確信致しております。

- 41 検体を duplicate でアッセイできます。
- 血漿および培養液の測定が可能です。
- 検体量は 25 $\mu$ L です。
- 同時再現性 ヒト血漿 CV(%) 1.98 ~ 5.43
- 日差再現性 ヒト血漿 CV(%) 2.21 ~ 3.84



(写真はイメージです)



### <YK161 Total GLP-1-HS ELISA キットの特長>

- 高感度です。  
(最小検出限界：0.69pM, 測定範囲：1.24pM ~ 300pM)
- 低コストです (定価¥70,000)。
- 健常人7名の空腹時と食後40分の血中 Total GLP-1 濃度を測定した結果を左図に示しています。

### <弊社のインクレチン関連キットのご紹介>

[YK250 Human GIP \(Active\) ELISA](#) (測定範囲 3.9pg/mL ~ 250pg/mL)

[YK251 Rat GIP \(Active\) ELISA](#) (測定範囲 3.9pg/mL ~ 250pg/mL)

[YK252 Mouse GIP \(Active\) ELISA](#) (測定範囲 7.8pg/mL ~ 500pg/mL)